

## Fase di decontaminazione e lavaggio

Competenze tecniche	Attività
<b>Oss è in grado di:</b>	
Raccogliere/accettare il materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prende in carico il materiale</li></ul>
Verificare la tipologia e le caratteristiche del materiale ricevuto per attribuire la procedura specifica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seleziona il materiale per attribuire la procedura specifica</li></ul>
Individuare i DPI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sceglie e utilizza i DPI in base alle attività svolte</li></ul>
Attuare la procedura specifica di decontaminazione e pulizia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Disassembla lo strumentario per la pulizia</li><li>• Pulisce appropriatamente i dispositivi medici e in generale il materiale</li><li>• Sceglie la modalità di lavaggio</li><li>• Controlla il ciclo di lavaggio</li></ul>
Conoscere il percorso della tracciabilità	
Individuare la modalità di trasferimento dei dispositivi medici e del materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantisce la pulizia dei piani di lavoro</li><li>• Trasferisce il materiale nel settore/spazio preposto al confezionamento</li></ul>

## Fase di confezionamento

Competenze tecniche	Attività
<b>Oss è in grado di:</b>	
Valutare la pulizia, l'asciugatura, l'integrità e il funzionamento dei dispositivi medici	Verifica la pulizia, l'asciugatura, l'integrità e il funzionamento dei dispositivi medici prima di eseguire il confezionamento
Individuare il sistema di barriera sterile idoneo in base al dispositivo e alla modalità di sterilizzazione	Sceglie l'adeguato confezionamento
Effettuare le varie tipologie di confezionamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esegue il controllo e la manutenzione dei dispositivi medici</li><li>• Esegue una adeguata saldatura delle confezioni/chiusura dei container</li><li>• Esegue una corretta etichettatura per la tracciabilità del processo</li></ul>
Trasferire il materiale confezionato nel settore/spazio preposto alla sterilizzazione	

## Fase di sterilizzazione

Competenze tecniche	Attività
<b>Oss è in grado di:</b>	
Individuare tipologia di sterilizzazione idonea al dispositivo	Predisporre la sala di sterilizzazione
Allestire il carico di materiale da sottoporre al processo di sterilizzazione	Carica correttamente la sterilizzatrice
Predisporre la sterilizzatrice per il processo di sterilizzazione	Esegue giornalmente i test di monitoraggio del corretto funzionamento delle autoclavi
Attivare il ciclo di sterilizzazione	Esegue la manutenzione ordinaria della sterilizzatrice
Controllare il ciclo di sterilizzazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sorveglia direttamente funzionamento della macchina (allarmi)</li><li>• Controlla i parametri di ogni ciclo di sterilizzazione nella stampa</li></ul>
Verificare la conformità delle confezioni/materiale sterilizzato	Controlla l'asciugatura del materiale e l'integrità delle confezioni/container
Verificare e conservare la documentazione inerente i processi di sterilizzazione	Controlla e conserva la documentazione inerente le registrazioni dei processi di sterilizzazione
Stoccare il materiale sterile	
Trasferire il materiale sterilizzato e controllato nel settore/spazio preposto allo stoccaggio	Provvede all'invio del materiale secondo le modalità organizzative previste